

HPV-DNA検査

検査項目	検査方法	基準値	所要日数	容器	保存	実施料	備考
中～高リスク型 HPV核酸同定検査	ハイブリッドキャプチャー法	陰性	5～7	J1・J2	冷蔵	360点	外1
HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)	リアルタイムPCR法	検出せず	5～7	またはK	冷蔵	360点	外1
HPVジェノタイプ判定	PCR-rSSO法	検出せず	7～10	またはK	冷蔵	2,000点	外1

中～高リスク型HPV核酸同定検査 (ハイブリッドキャプチャー法) 容器J1、J2

専用サンプラーで細胞診とHPV検査の検体が同時に採取できます

